

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arl6Ip5 Para Wb Y Elisa - O75915

Número de artículo: CM0017612

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARL6IP5 (PRAF3, JWA) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta ARL6IP5 humano y de ratón, un regulador del transporte de glutamato y taurina. Uniprot O75915.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARL6IP5 Ac. pAb de Conejo
Observaciones/Alias	JWA; jmx; hp22; PRAF3; Yip6b; DERP11; HSPC127; addicsin; GTRAP3-18; ARL6IP5
Especie	Humano
ID del Gen	10550
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100 al extremo C-terminal del ARL6IP5 humano (NP_006398.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O75915
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo