


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arl8B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nvj2

Número de artículo: CM0025568



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para ARL8B. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce ARL8B humano y de ratón. Herramienta clave para la investigación de tráfico lisosomal, citotoxicidad inmune y vías antimicrobianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	ARL8B Rabbit pAb
Notas/Alias	Gie1; ARL10C; ARL8B
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	55207
ID del gen	55207
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 127-186 de la ARL8B humana (NP_060654.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NVJ2
Peso molecular de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo