

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Armc10 Para Wb, Elisa - Q8N2F6

Número de artículo: CM0023943

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ARMC10 humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la supervivencia celular, la regulación del crecimiento y la señalización de p53 en diversos tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARMC10 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SVH, PNAS112, PNAS-112, PSEC0198, ARMC10
Especie	Humano
GeneID (humano)	83787
GeneID	83787
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 169-308 del ARMC10 humano (NP_001154481.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N2F6
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo