

Anticuerpo Policlonal Anti-Armc6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nxe6

Número de artículo: CM0017902

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARMC6 humano (proteína que contiene repeticiones de armadillo 6), recomendado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Proteína de 54 kDa. Ideal para estudios de proteómica y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARMC6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	R30923_1; ARMC6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	93436
GeneID	93436
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del ARMC6 humano (NP_001186125.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6NXE6
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo