

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Armet/Arp/Manf Para Wb, Elisa - P55145

Número de artículo: CM0002858



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra ARMET/ARP/MANF humano, validado para WB y ELISA. Para neurociencia e investigación de estrés del RE. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ARMET/ARP/MANF
Observaciones/Alias	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7873
GeneID	7873
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-182 de MANF humano (NP_006001.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55145
Peso Proteico	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo