

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arnt2 Para Wb Y Elisa - Q9Hbz2

Número de artículo: CM0029319

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ARNT2 (bHLHe1) humano para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación transcripcional, el desarrollo del eje hipotálamo-hipofisario y la señalización nuclear. ~79 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARNT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WEDAS; bHLHe1; ARNT2
Especie	Humano
ID del gen	9915
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 440-690 de ARNT2 humano (NP_055677.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9HBZ2
Peso molecular de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo