


Anticuerpo Policlonado Anti-Aromatasa (Cyp19A1) Para Wb - P11511

Número de artículo: CM0024066



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo dirigido a la aromatasa humana (CYP19A1), adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la biosíntesis de estrógenos y vías dependientes de hormonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Aromatasa (CYP19A1) pAb de conejo
Observaciones/Alias	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatasa (CYP19A1)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1588
ID del Gen	1588
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 234-503 de la aromatasa humana (CYP19A1) (NP_000094.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11511
Peso de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo