


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aromatasa (Cyp19A1) Para Wb - P11511

Número de artículo: CM0002470



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Aromatasa (CYP19A1), inmunógeno: péptido sintético. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Esencial para estudios de biosíntesis de estrógenos y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Aromatasa (CYP19A1) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatasa (CYP19A1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1588
GeneID	1588
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la aromatasa humana (CYP19A1) (P11511).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11511
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo