


Anticuerpo Policlonal Anti-Arp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61160

Número de artículo: CM0030776



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Arp2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige al componente del complejo Arp2/3 implicado en la dinámica de la actina y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Arp2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARP2; Arp2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10097
GeneID	10097
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de Arp2 humano (NP_005713.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61160
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo