


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Arp2 Para Wb Y Elisa - P61160

Número de artículo: CM0010043



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Arp2 (ARP2) humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la polimerización de actina, la motilidad celular y la reparación del ADN nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Arp2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ARP2; Arp2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10097
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 295-394 de Arp2 humano (P61160)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61160
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo