


Mab De Conejo Anti-Arp3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61158

Número de artículo: CM0011906



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Arp3 para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta Arp3 (ACTR3) humano, de ratón y de rata a 47 kDa. Adecuado para la investigación del citoesqueleto, la motilidad celular y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Arp3
Observaciones/Alias	ARP3; Arp3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10096
GeneID	10096
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 319-418 de la Arp3 humana (P61158).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61158
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo