


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arp3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61158

Número de artículo: CM0013957



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Arp3 humano (ACTR3), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Para investigaciones sobre la polimerización de actina, la motilidad celular y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Arp3
Observaciones/Alias	ARP3; Arp3
Especie	Humano
ID del gen	10096 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-418 de Arp3 humano (NP_005712.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P61158
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo