


Anticuerpo Monoclonal Anti-Arpc2 Para Wb - O15144

Número de artículo: CM0003102



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ARPC2 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con ARPC2 humano, de ratón y de rata, una subunidad de 34 kDa del complejo Arp2/3 esencial para la polimerización de actina y la motilidad celular. Ideal para la investigación del citoesqueleto y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARPC2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	10109
GeneID	10109
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15144
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo