


Anticuerpo Policlonal Anti-Arpc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15144

Número de artículo: CM0014659



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ARPC2 para WB, IHC-P, ELISA. Se dirige al ARPC2 humano (p34-Arc), componente del complejo Arp2/3, implicado en la polimerización de actina. Validado en Humano, Ratón, Rata.

[Aprende más](#)

Parámetro Principal	Especificación
Nombre del Producto	ARPC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10109
ID de Gen	10109
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del ARPC2 humano (NP_690601.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15144
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo