


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arpc3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15145

Número de artículo: CM0030860



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARPC3 humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta los niveles endógenos de la subunidad 3 del complejo de proteínas relacionadas con actina 2/3 (p21-ARC) en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la polimerización de actina y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARPC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARC21; p21-Arc; ARPC3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10094
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-178 de ARPC3 humano (NP_001265485.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15145
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo