


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Arpc5 (P16-Arc) Para Wb Y Elisa - O15511

Número de artículo: CM0012716



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ARPC5/p16-ARC humano, una subunidad del complejo Arp2/3 implicada en la polimerización de actina y la reparación del ADN. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de motilidad celular y del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | p16-ARC/ARC16/ARPC5 Rabbit mAb                                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | ARC16; p16-Arc; dj127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                   |
| GeneID (humano)     | 10092                                                                                                                                                    |
| GeneID              | 10092                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre los aminoácidos 1 y 100 de p16-ARC/ARC16/ARPC5 humano (O15511) |
| Fuente              | Cojo                                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                                                      |
| SWISS               | O15511                                                                                                                                                   |
| Peso de la proteína | 16 kDa                                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                           |