

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arrb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32121

Número de artículo: CM0020729



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ARRB2 humana (beta-arrestina-2), adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la desensibilización de GPCR, endocitosis y vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARRB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARB2; ARR2; BARR2; ARRB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	409
GeneID	409
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 295-394 de ARRB2 humana (NP_945355.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32121
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo