

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arrdc4 Para Wb, Elisa - Q8Nct1

Número de artículo: CM0020267

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ARRDC4 humana, validado para WB y ELISA. Adecuado para estudiar las funciones de la proteína 4 que contiene el dominio de arrestina en la endocitosis de GPCR, la captación de glucosa y la respuesta inmune innata. Presenta reacción cruzada con humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARRDC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARRDC4
Especie	Humana
ID del gen	91947
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 300-400 de ARRDC4 humana (NP_899232.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q8NCT1
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo