


Anticuerpo Policlonal Anti-Arsa Para Wb Y Elisa - P15289

Número de artículo: CM0023390



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARSA humana, validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación sobre el metabolismo lisosomal de sulfátidos y la leucodistrofia metacromática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARSA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASA; MLD; ARSA
Especie	Humana
GeneID (Humano)	410
GeneID	410
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-509 de la ARSA humana (NP_000478.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P15289
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo