

Anticuerpo Policlonal Anti-Arsk Para Wb, Elisa - Q9D2L1

Número de artículo: CM0022533

Introducción

pAb de conejo contra Arsk validado para aplicaciones de WB y ELISA. Dirigido contra la arilsulfatasa K humana con inmunógeno recombinante. Ideal para estudios sobre enzimas lisosomales y degradación de glicosaminoglicanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Arsk
Observaciones/Alias	ASK; 2810429K17Rik; 4833414G15Rik; Arsk
Especie	Humana
GeneID (humano)	77041
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-553 de Arsk humana (NP_084123.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9D2L1
Peso de la proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo