

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Art1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52961

Número de artículo: CM0016706

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ART1 humano (ARTC1/CD296) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta ART1 endógeno a ~36 kDa en humanos y ratones; ideal para estudios de ADP-ribosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo ART1
Observaciones/Alias	RT6; ART2; ARTC1; CD296; ART1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	417
ID del gen	417
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-295 de ART1 humano (NP_004305.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P52961
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo