

Anti-Art3 Conejo Pab Para Wb, If-P, Elisa - Q13508

Número de artículo: CM0024039

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ART3 humano (ARTC3), ecto-ADP-ribosiltransferasa 3. Validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para la detección de proteínas específicas de testículo y estudios de membrana celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ART3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARTC3; ART3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	419
GeneID	419
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-150 de ART3 humano (NP_001123488)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q13508
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo