

Anticuerpo Policlonal Anti-Art5 Para Wb, Elisa - Q96L15

Número de artículo: CM0024938

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ART5 (ARTC5) humano validado para Western blotting (WB) y ELISA. Detecta ART5 (32 kDa) humano, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de ecto-ADP-ribosiltransferasa 5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ART5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARTC5; ART5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	116969
GeneID	116969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-200 del ART5 humano (NP_443750.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96L15
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo