


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Artn Para Wb, Elisa - Q5T4W7

Número de artículo: CM0030343



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Artemin (ARTN) humana para Western blot y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Útil para investigar la supervivencia de neuronas periféricas, el soporte a las neuronas dopaminérgicas y las vías de señalización de RET/GFR α 3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARTN Rabbit pAb
Anotaciones / Alias	ART; EVN; NBN; ENOVIN; ARTN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9048
GeneID	9048
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 122-220 de ARTN humana (NP_476432.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5T4W7
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo