

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arvcf Para Wb, If/Icc, Elisa - 000192

Número de artículo: CM0023380

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARVCF humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ortólogos de ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre el empalme alternativo y los mecanismos de adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARVCF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARVCF
Especie	Humano
GeneID (humano)	421
GeneID	421
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ARVCF humano (NP_001661.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O00192
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo