

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Asah1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13510

Número de artículo: CM0015225



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la ceramidasa ácida humana (ASAH1), ofrecido para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica (IF/ICC) y ELISA. Adecuado para el estudio del metabolismo de esfingolípidos y las vías de señalización relacionadas con las ceramidas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASAH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AC, PHP, ASAH, PHP32, ACDase, SMAPME, ASAH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	427
GeneID	427
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-389 de ASAH1 humana (NP_001120977.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13510
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo