

Anticuerpo Policlonico Anti-Asah2 De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Nr71

Número de artículo: CM0012897



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a ASAH2 humana (Ceramidasa neutra), validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Aplicable a la investigación sobre señalización por ceramida, metabolismo de esfingolípidos y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASAH2 Rabbit pAb
Notas/Alias	HNAC1; BCDase; LCDase; NCDase; N-CDase; ASAH2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	56624
ID del Gen	56624
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-340 de ASAH2 humana (NP_001137446.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR71
Peso de la Proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo