

Anticuerpo Policlonal Anti-Asap2 Para Wb - O43150

Número de artículo: CM0022113

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ASAP2 humano (DDEF2/PAG3). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada de ratón. Ideal para la investigación en tráfico vesicular y estudios de migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASAP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PAP; PAG3; AMAP2; DDEF2; SHAG1; CENTB3; Pap-alpha; ASAP2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8853
ID de Gen	8853
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de ASAP2 humano (NP_001128663)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O43150
Peso Proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo