

Anticuerpo Policlonal Anti-Asb13 Para Wb, Elisa - Q8Wxk3

Número de artículo: CM0015121

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ASB13 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. ASB13 es un componente de reconocimiento de sustrato de la ligasa E3 de ubiquitina tipo SCF, que media la degradación de proteínas. Ideal para investigación de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASB13 pAb Conejo
Observaciones/Alias	ASB13
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	79754
ID del Gen	79754
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-278 de ASB13 humano (NP_078977.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8WVK3
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo