

Anticuerpo Policlonal Anti-Asb17 Para Wb, Elisa - Q8Vhp9

Número de artículo: CM0021669

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ASB17 (proteína 17 con repeticiones de anquirina y caja SOCS). Adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con especies humana y de rata. Peso aproximado de la proteína: 34 kDa. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASB17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	4933436O18Rik; ASB17
Especie	Humana
GeneID (humano)	66772
GeneID	66772
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 78-177 de ASB17 de ratón (NP_080034.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q8VHP9
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo