

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Asb2 Para Wb Y Elisa - Q96Q27

Número de artículo: CM0022811

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ASB2 humano, validado para WB y ELISA con reactividad en humano y rata. Ideal para estudiar la degradación mediada por ubiquitina en investigación cardíaca y hematopoyética. SWISS: Q96Q27.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ASB2
Observaciones/Alias	ASB-2; ASB2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51676
ID del Gen	51676
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 448-587 de ASB2 humano (NP_057234.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96Q27
Peso Molecular de la Proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo