

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Asb3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y575

Número de artículo: CM0023040

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ASB3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce ASB3 de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía ubiquitina-proteosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASB3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASB-3; ASB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51130
GeneID	51130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-145 de la ASB3 humana (NP_057199.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y575
Peso molecular de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo