

Anticuerpo Policlonal Anti-Asb4 Para Ihc-P, Elisa - Q9Y574

Número de artículo: CM0024663

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ASB4 de alta calidad validado para IHC-P y ELISA. Reconoce ASB4 humano y de ratón, una ligasa E3 de caja SOCS involucrada en el desarrollo vascular y la ubiquitinación. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	ASB4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ASB-4; ASB4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51666
GeneID	51666
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del ASB4 humano (NP_665879.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y574
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo