

Anticuerpo Policlonal Anti-Ascc1 De Conejo Para Wb, Elisa - Q8N9N2

Número de artículo: CM0024522



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana ASCC1 (subunidad p50 del complejo ASC-1). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en reparación del ADN y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASCC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	p50; CGI-18; SMABF2; ASC1p50; ASCC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51008
GeneID	51008
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de la proteína humana ASCC1 (NP_001185727.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N9N2
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo