

Anticuerpo Policlonal Anti-Ascc2 Para Wb, Elisa - Q9H1I8

Número de artículo: CM0013786



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ASCC2 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la reparación del ADN y el control de calidad de los ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASCC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p100; ASC1p100; ASCC2
Especie	Humano
GeneID (humano)	84164
GeneID	84164
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 488-757 de ASCC2 humano (NP_115580.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H1I8
Peso de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo