

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ascl4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Xd76

Número de artículo: CM0006492

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ASCL4 de alta calidad para WB, IF/ICC y ELISA. Específico para ASCL4 humano, un factor de transcripción implicado en el desarrollo de la piel. Adecuado para investigación en dermatología y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASCL4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
Especie	Humano
GeneID	121549 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de ASCL4 humano (NP_982260.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6XD76
Peso molecular de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo