

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ascl4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Xd76

Número de artículo: CM0016351

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a ASCL4 humano (bHLHa44), validado para Western blot, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para investigación sobre desarrollo cutáneo y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ASCL4
Observaciones/Alias	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	121549
ID del gen	121549
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de ASCL4 humano (NP_982260.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6XD76
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo