


Anticuerpo Monoclonal Anti-Asct2/Slc1A5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15758

Número de artículo: CM0006849



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el ASCT2/SLC1A5 humano (Transportador de aminoácidos neutros B(0)), validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para la investigación sobre el metabolismo de la glutamina, el transporte de D-serina y la entrada de retrovirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASCT2/SLC1A5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; ASCT2/SLC1A5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6510
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 483-541 del ASCT2/SLC1A5 humano (NP_005619.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15758
Peso molecular de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo