


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Asc/Tms1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULZ3

Número de artículo: CM0007471



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ASC/TMS1 (PYCARD) humano para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Adaptador clave en la señalización de la apoptosis y el inflamasoma. Adecuado para estudios de inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ASC/TMS1
Observaciones/alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	29108
ID del gen	29108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 4-110 de ASC/TMS1 humano (NP_037390.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9ULZ3
Peso molecular	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo