


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Asc/Tms1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9ULz3

Número de artículo: CM0023109



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ASC/TMS1 humano (Q9ULZ3). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la apoptosis y los inflammasomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ASC/TMS1
Observaciones/alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	29108
GeneID	29108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-91 de ASC/TMS1 humano (NP_037390.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9ULZ3
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo