

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Asf1B Para Wb, Elisa - Q9Nvp2

Número de artículo: CM0025871



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la chaperona de histonas humana ASF1B (CIA-II), validado para WB y ELISA. Herramienta clave para la investigación del ensamblaje de la cromatina y la dinámica de los nucleosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ASF1B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CIA-II; ASF1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55723
GeneID	55723
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NVP2
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo