


Anticuerpo Policlonal Anti-Asgr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07306

Número de artículo: CM0027591



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ASGR1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. ASGR1 es una lectina específica de hepatocitos que media la eliminación de glicoproteínas, la eliminación de plaquetas y la entrada del SARS-CoV-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASGR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	432
GeneID	432
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de ASGR1 humano (NP_001662.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07306
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo