


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Asgr1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P07306

Número de artículo: CM0014510



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ASGR1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la endocitosis y la entrada del SARS-CoV-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASGR1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	432
GeneID	432
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 62-291 de ASGR1 humano (NP_001662.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P07306
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo