


Anticuerpo Policlonal Anti-Asgr2 Para Wb, Elisa - P07307

Número de artículo: CM0018299



Introducción

El anticuerpo policlonal Anti-ASGR2 de CamelBio (de conejo) detecta la ASGR2 humana, presenta reactividad cruzada con ratón y rata, y está validado para WB y ELISA. Es ideal para el estudio de la endocitosis de las asialoglicoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASGR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
Especie	Humana
GeneID (Humano)	433
GeneID	433
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 131-287 de la ASGR2 humana (NP_550435.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P07307
Peso molecular de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo