


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Asgr2 Para Wb, If-P, Elisa - P07307

Número de artículo: CM0009915



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-ASGR2 validado para WB, IF-P, ELISA. Se dirige al receptor de asialoglicoproteína 2 humano (HL-2, CLEC4H2), una lectina hepática que media la endocitosis de glicoproteínas desialiladas. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ASGR2 Rabbit mAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 433                                                                                                                                |
| GeneID              | 433                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-311 del ASGR2 humano (NP_550435.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                             |
| SWISS               | P07307                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 35kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |