


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Asgr2 Para Wb, If-P, Elisa - P07307

Número de artículo: CM0029411



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ASGR2 humano (Receptor de asialoglucoproteína 2), validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona con humanos y ratones. Ideal para investigación sobre endocitosis de glucoproteínas hepáticas y direccionamiento hepático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASGR2 Rabbit pAb
Notas/Alias	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	433
GeneID	433
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 58-287 de ASGR2 humano (NP_550435.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P07307
Peso molecular de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo