

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ash2L Para Wb, Ihc, If Y Elisa - Q9Ubl3

Número de artículo: CM0010668



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra ASH2L humano (ASH2, Bre2). Reconoce las proteínas humanas, de ratón y de rata. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IF-P y ELISA. UniProt Q9UBL3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ASH2L Rabbit mAb
Observaciones/Sinónimos	ASH2, Bre2, ASH2L1, ASH2L2, ASH2L
Especie	Humana
GeneID (humano)	9070
GeneID	9070
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 529-628 de ASH2L humano (Q9UBL3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q9UBL3
Peso molecular de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo