


Anticuerpo Policlonal Anti-Asl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04424

Número de artículo: CM0025272



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la ASL humana (argininosuccinato liasa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del ciclo de la urea y el metabolismo de la arginina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASL Conejo pAb
Observaciones/Alias	ASAL; ASL
Especies	Humano
GeneID (Humano)	435
GeneID	435
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 289-464 de la ASL humana (NP_000039.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04424
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo