

Anticuerpo Policlonico Anti-Asmt De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46597

Número de artículo: CM0027805



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-ASMT validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la acetilserotonina O-metiltransferasa, una enzima clave en la biosíntesis de melatonina. Ideal para investigación de glándula pineal y ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASMTY; HIOMT; HIOMTY; ASMT
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	438
ID de Gen	438
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-298 de la ASMT humana (NP_001164510.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46597
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo