

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Asmtl Para Wb, Ip, Elisa - O95671

Número de artículo: CM0030186



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ASMTL humano (ASTML/ASMTLX/ASMTLY), validado para WB, IP, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Se dirige a la enzima del metabolismo de nucleótidos dTTP/UTP pirofosfatasa/metiltransferasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ASMTL pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ASTML; ASMTLX; ASMTLY; ASMTL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8623
ID del Gen	8623
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de ASMTL humano (NP_004183.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95671
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo